

BelleNerve



ホーマイオン研究所は、創業以来83年、国内の大学付属病院の納入をはじめ、中国・韓国・台湾・インドネシア・マレーシアなど、アジア圏へも治療器の輸出を行っており、中でも韓国では約8割の整形外科で採用されている、日本でも有数の医療機器メーカーです。

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会

 株式会社 **ホーマイオン研究所**

東京都渋谷区神泉町17番2号

オハヨーニ サンキュウ
お客様相談室 ☎ 0120-0842-39



販売元

⚠ 危険



● 下記のような医用電気機器との併用は、誤動作を招く恐れがありますので使用しないでください。ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器、心電計などの装着形の医用電気機器

PP-b14M-10-10k

「肩こり」「腰痛」「関節痛」が辛い時 どうしていますか？

「今ここで治療できれば・・・」

そう思ったことはありませんか？



それでも
会社は休めない・・・

家事は休めない・・・



ハイキングや旅行中も辛い・・・

運転しなければ・・・



慢性的に痛みを持つ人は

- 何らかの治療(対処)を行っている・・・95.4%
- 治療(対処)したが、痛みは軽減されていない・・・77.6%

慢性的に痛みを抱えながら生活している人の殆どが治療を行っているにも関わらず痛みを軽減できていない。
「慢性疼痛保有者への治療状況調査」

治療もオシャレに「携帯」の時代 いつでも治療の時間になる

外出先でも本格治療が行えることで痛みや不安が
解消され旅行やドライブもあきらめずに楽しめます！

デスクワークしながら！

長距離ドライブの休憩タイム
や新幹線などで移動しながら！



外出先でも人に気付かれずに…
しっかり治療する！



ご自宅で家事をしながら！

外出中だって平気！

POINT
1

小型なのに強力！

医療機器メーカーのノウハウが
凝縮されたプロ仕様の高性能治療器



肩・腕:10分



腰・脚:15分




関節:10分

医療機器専門メーカーだからできたプロの手法を3つのプログラムに
搭載。小型なのに業務用に匹敵する効果を実現。「押す」「グイグイ深く
まで押す」「早くたたく(毎秒120回)」「ゆっくりたたく」「揉む」…
巧みな手さばきで、ツボの深いところまでマッサージする気持ち
良さ！

POINT
2

「新発想」パップ治療

こんなに「気持ちいい」のはなぜ？
それは、エレパップPを使っているからです。



独自機能(特許)

「ベルナーヴ」から出力される独自
機能(特許)により、エレパップPの
シュワ〜とした「気持ち良さ」と、
「効き目」が浸透。
ベルナーヴとエレパップPのダブル
効果で「痛み」と「こり」に深く染みわ
たり、辛い症状を取除きます。

電極パッドに多くの水分を含
ませると電気が流れやすくな
り、「気持ちよく」「強力」な治療
が行えます。エレパップPは従
来の電極にはなかったサリチ
ル酸やメントール、更に保湿
成分も配合しています。

エレパップPにより「気持ち
よく」「小型でも強力」そして
「使い勝手のよさ」を兼ね備え
た携帯パップ治療が実現でき
るようになりました。



気になるところに治療

「こり」や「痛み」の治療だけでなく、お休み前に疲労回復効果の
ある「脊髄通電」や腸のマッサージにも…1台で何役もこなせ
る便利さ！



肩こりに…



腰の痛みにも…



関節の痛みにも…



血行や疲労回復に…



腸のマッサージに…

効能・効果

肩こりの緩解、麻痺した筋肉の萎縮の予防
及びマッサージ効果
(疲労回復、血行をよくする、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解)



携帯パップ治療器「ベルナーヴ」オープン価格
医療機器認証番号 224AHBZX00028000
家庭用低周波治療器[管理医療機器]

仕様

電源 電圧:DC3V 消費電流:84mA
最大治療電流:11.7mA 治療周波数:3Hz~120Hz
寸法:幅39mm、高さ121mm、厚み14mm
重量:63g タイマー:最大15分
電池交換の目安:1日15分(腰・脚モード)を最大出力で
約60回まで使用可

付属品:単4電池2本/出力コード/導子ピンコネクター/
導子シールケース/エレパップP 2枚×10セット/
ストラップ/専用ポーチ

「エレパップP」(1箱20袋入)

価格¥2,800(税別)

肌への貼り付きや、通電感が変わらな
ければ、複数回ご使用いただけます。
※導子シールケースに保管して3日以内

